

RadiantLife HR_X
雷射健发梳



安全

有效

无药物

无须手术

此科技已获得
实验应证

Radiantcore Sdn. Bhd.
www.radiantlasercomb.com
In partnership with Greatcore, Inc., USA

低能量雷射光疗法 (LLLT)

使秀发看来

更浓密

更健康

让您在家也可自行使用



适合男女老少使用

代理商/商:

这是有关什么?



没错.... 是头发




RadiantLife HR_X
Hair Rejuvenation Laser Comb

RLIFEHRX080808C

低能量雷射光疗法(LLLT)曾被欧洲, 东亚国及苏联使用于治疗各种疾病已达数十年之久, 且超过2500个临床试验中不曾出现任何反效作用的报导。美国FDA也再度证实此科技不但可以解除关节疼痛且能促进头发的再生。

之前, 欧洲各地的高级发廊和美发院都曾使用LLLT来修复头皮。全世界的头发护理专家都对LLLT的功效据有信心, 它可说是治疗男女脱发样式的主要器具。它的功效是被肯定的, 但是费用却相当昂贵, 每次治疗都得付数千元而且客户每星期须亲临美发院治疗两次, 极具不便。


现在有了RadiantLife HRx, 不但提供您低廉的价格, 且可舒适又轻松的在家自行使用。



RadiantLife HRx是应用低能量雷射光科技将655nm的博动雷射光能量照射到头皮上以促进头发的再生。

博动雷射光能量可促进细胞更活跃, 比起连续波所产生的雷射光更据渗透力。

雷射光能渗透大约8mm到头皮组织, 正好超越发囊被细胞层所吸收; 使之产生“Photo-biostimulations”, 因而促进发囊部位的血液循环。



之前



四个星期后




十二个星期后

以上所显示的RadiantLife HRx 疗程中并无使用任何药物或护发剂。大部分的使用者在3个月内就可达到效果。

通常每个疗程只须15分钟。建议前3个月内每星期使用3至4次。之后以每星期使用2次作为保养即可。

RadiantLife HRx也可与其他已获得医学承认的头发护理配方共同使用。

A 1986 paper on LLLT by the International Laser Group Association states "..... it normalises metabolism of tissues, improves blood cell nutrition, and assures a regular sebaceous secretion if we start from a normal quantity of hair bulbs per square cm of the various subjects involved, we can state that there was strengthening of hair bulbs hair growth could be actually ascertained - also it being darker than before".



- ▶ 体形小于手掌、轻巧、无线, 因此容易使用又方便。
- ▶ 以适量的电力调节所释放的雷射能量。
- ▶ 应用声音指引照射和自动关机功能。
- ▶ 3R级(3a US ANSI Standard) 雷射产品 - 适合家庭使用。

- ▶ 外壳是采用高品质又坚固的朔料制成。
- ▶ 能输送非常有效和规律性的雷射光能量。
- ▶ 世界第一部1.5v雷射梳。
- ▶ 以经常使用, 一颗1.5v AA干电池可维持大约5个月。

